

Комплектация прибора:

Подставка -1
Основной оптический корпус - 1
0.5x Объектив камеры для уменьшения - 1
Ручка фокусировки (грубая + точная) - 1
10-дюймовый ЖК-экран - 1
Адаптер питания - 1
Кабель USB - 1
Ткани для очистки линз -1
Пылезащитный чехол - 1
Руководства пользователя -1

Чтобы иметь более высокое увеличение или более удаленное рабочее расстояние, вы можете приобрести дополнительный вспомогательный объектив или объектив уменьшения, как указано ниже:

Дополнительный объектив	Линзы уменьшения (X)						Рабочее расстояние (мм)
	0.35X	0.5X	0.75X	1X	1.5X	2X	
0.5X	0.12~0.79	0.18~1.13	0.26~1.69	0.35~2.25	0.53~3.38	0.7~4.5	156
0.75X	0.18~1.18	0.26~1.69	0.39~2.53	0.53~3.38	0.79~5.06	1.5~6.75	102
1X	0.25~1.58	0.35~2.25	0.53~3.38	0.7~4.5	1.05~6.75	1.4~9.00	95
1.5X	0.37~2.36	0.53~3.38	0.79~5.06	1.05~6.75	1.58~10.13	2.10~13.5	44
2X	0.49~3.15	0.70~4.50	1.05~6.75	1.40~9.00	2.10~13.53	2.80~18.00	30

Применение

10AV3 LCD стерео процессорный микроскоп отображает изображение на ЖК-экране, что делает наблюдение более комфортным, изображение с микроскопа можно отправить на компьютер с помощью USB-кабеля, это широко используемый микроскоп нового поколения.